

MOLICARE PREMIUM SLIP

EXTRA e SUPER



Descrição

Molicare Premium Slip Extra e Super são fraldas para incontinência urinária severa e fecal em adultos. É composta por uma camada de não tecido respirável de polipropileno e polietileno, tecnologia Air Active que permite a respirabilidade e o conforto, cintura em não tecido com 4 fitas reposicionáveis (sistema hook and loop). A camada intermediária de absorção é composta por celulose e polímero superabsorvente que garante o controle de odor. A terceira camada conta com o sistema Curled Fiber que permite a distribuição da urina para a última camada da fralda e garante o valor de pH balanceado para manutenção da integridade da pele. Possui bordas laterais antivazamento que garantem segurança e conforto. Os indicadores de saturação desaparecem em contato com o fluido indicando a saturação.

Indicação

Adultos com incontinência urinária e fecal severa.

Composição

Fita não tecido Velcro, não tecido de Polipropileno, Polietileno, Polpa de Celulose, Polímero Superabsorvente (SAP), Curled Fiber.

Apresentação

EXTRA (DIURNA)				
CÓDIGO	TAMANHO	QTDE PACOTE	CINTURA	ABSORÇÃO
169648-S	M	30	90 a 120 cm	2159 ml
169848-S	G	30	120 a 150 cm	2349 ml
169948-S	GG	14	150 a 175 cm	2762 ml

SUPER (NOTURNA)				
CÓDIGO	TAMANHO	QTDE PACOTE	CINTURA	ABSORÇÃO
169650-S	M	30	90 a 120 cm	2859 ml
169850-S	G	30	120 a 150 cm	3070 ml
169950-S	GG	14	150 a 175 cm	3591 ml

Precauções

Realizar a troca quando o indicador de saturação desaparecer.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Fabricante: Paul Hartmann - França

Numero do Processo: 25351.218693/2019-54

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenu CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar

CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP

Telefone: (11) 3168-0226

comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

